



BELDICO SA

Rue André Feher, 3
Zoning de Aye
6900 Marche-en-Famenne
BELGIUM

FIELD SAFETY NOTICE

Handelsnaam van het betrokken product:

**Steriele zuigflessen en spenen voor eenmalig gebruik
Steriele afkolfsets voor eenmalig gebruik**

Identificatie FSCA : AFMPS 21942

Referentie Klacht Beldico: NC04545

Type actie: TERUGROEPING

Datum : 11/02/2017

1. Specificatie van de betrokken producten:

Deze "Field Safety Notice" en de maatregel tot het terugroepen betreft enkel de producten waarvan de referentienummers en lotnummers in de hierbij gevoegde lijst zijn vermeld: Zie lijst in bijlage.

2. Omschrijving van het probleem

Sommige producten van het gamma zuigelingenflessen en afkolfstes ETO (ethyleen oxyde) gesteriliseerd waarvan de ontgassingperiode nog niet volledig teneinde was onderweg zijn of reeds geleverd werden aan sommige van onze verdelers.
Die producten kunnen niet gebruikt worden en moeten zo snel mogelijk naar fabrikant Beldico teruggestuurd worden.

3. Aanbevelingen betreffende maatregelen die genomen moeten worden

Neem contact op met de diensten en afdelingen die gebruik maken van Beldico zuigflessen en afkolfsets steriele ETO(ethyleen oxyde).
Kontroleer de lotnummers van de producten die ze gebruiken, en als de code en lotnummer identiek zijn aan deze van de lijst, vraag hen om het gebruik ervan te stoppen en deze onmiddellijk in quarantaine te plaatsen.
In het geval u een gebruiker bent, retourneer de producten naar uw verdeler.
In het geval dat u een verdeler bent, gelieve alle niet conforme producten op voorraad en die door gebruikers worden geretourneerd te verzamelen en in quarantaine te plaatsen en gelieve het formulier in bijlage - voor opvolging van de terugroeping - volledig in te vullen en terug te sturen naar Beldico.



BELDICO SA

Rue André Feher, 3
Zoning de Aye
6900 Marche-en-Famenne
BELGIUM

4. Contactadres

Voor meer informatie en/of vragen betreffende deze terugroeping, neem contact op met commerciële afdeling van Beldico:

Commerciële dienst
Beldico N.V.
Rue Andre Feher, 3
B-6900 Marche en Famenne
België
Tel.: + 32 (0) 84/31 37 80
Fax: + 32 (0) 84/31 37 87
E-mail: sophie.lamote@beldico.be
karin.goffinet@beldico.be
vincent.menanteau@beldico.be

Wij bieden u onze excuses aan voor het ongemak veroorzaakt door deze terugroeping en danken u voor uw medewerking en begrip.

Met vriendelijke groeten.

.....

Bijlage 1: Formulier voor opvolging van de terugroeping voor het Beldico product