



Urgent FIELD SAFETY NOTICE

4-punts juk
Nieuwe Weme Technische Montages BV
Uitwisseling

Datum: 13-06-2017
Betreft: 4-punts jukken met serienummers QPM 301 0178 t/m QPM 301 0207
Referentienummer IGZ: 20006111

Geachte heer/mevrouw,

Via dit schrijven willen wij u er van op de hoogte stellen dat wij geconstateerd hebben dat de 4-punts jukken met serienummers QPM 301 0178 t/m QPM 301 0207, welke gemonteerd zijn op diverse types tilliften, voorzien kunnen zijn van een zwakke las, waardoor deze jukken kunnen breken.

Inmiddels zijn alle gebruikers op de hoogte gesteld en zijn de 4-punts jukken vervangen, waardoor er geen verder risico meer is.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

.....

NieuweWemeTechnische Montages B.V.
Münsterstraat 12
NL-7575 ED OLDENZAAL
K.v.k. : 06060753
B.T.W.: NL.0096.28.241.B.01

T: +31 541 530 500
F: +31 541 530 600
E: postmaster@nieuweweme.nl
W: www.nieuweweme.nl

Bank : Rabobank (Denekamp)
Rek.nr.: 1107.55.200
IBAN: NL29RABO0110755200
BIC: RABONL2U