

**Becton Dickinson France S.A.S.**

Share capital: €62 823 000
 11, rue Aristides Bergès
 38800 Le Pont-de-Claix
 France
 T.V.A. FR70 056501711
 RCS Grenoble B 056 501 711
 Siret 056 501 711 00115

Belgian Branch/Bijkantoor

Erembodegem-Dorp 86
 9320 Erembodegem
 Belgium
 t: +32 53 720 211
 f: +32 53 720 200
 BNP Paribas Fortis
 BE79 0017 6318 2033
 B.T.W. BE 0449.587.278 T.V.A
 RPR Gent (Afdeling Dendermonde)

bd.com**DRINGENDE PRODUCTINFORMATIE – CORRECTIE****25 juli 2017**

Beste klant,

Recent bracht BD u op de hoogte van het feit dat de gebruiksinstructies (IFU) referentie 23-5351-03 van 6/2016 voor de reagentialoten in onderstaande producttabellen fouten bevatten in tabel 2: Representatieve referentie-intervallen voor BD Multitest™ CD3/CD8/CD45/CD4 op pagina 22. Het product werkt normaal. In onderstaande tabel 1 vindt u de waarden die momenteel in de IFU staan en de correcte waarden.

Tabel 1: vergelijking van de huidige waarden in de IFU (Tabel 2 p. 22) en de correcte waarden

Lymphocyte Subset	N	Unit	As Listed in IFU		Correct Values	
			Mean	95% Range	Mean	95% Range
Helper/inducer T lymphocytes	164	%	45	33–58	45	33–58
		cells/μL	511	220–1,129	941	404–1,612
Suppressor/cytotoxic T lymphocytes	164	%	941	404–1,622	24	13–39
		cells/μL	72	56–86	511	220–1,129
T lymphocytes	164	%	24	13–39	72	56–86
		cells/μL	1,513	723–2,737	1,513	773–2,737

Volgens onze gegevens hebt u het (de) hieronder vermelde productlot(en) ontvangen. Gelieve deze brief bij te houden. U hoeft voorlopig niets te doen.

Indien u hulp wenst kunt u uw plaatselijke BD Biosciences-vertegenwoordiger of –verdelers raadplegen.

BD streeft ernaar de wereld van de gezondheid te doen evolueren. Ons voornaamste doel is de veiligheid van patiënt en gebruiker, en het leveren van producten van de beste kwaliteit. We danken u voor uw aandacht voor deze belangrijke zaak.

Vriendelijke groeten,

.....

**Becton Dickinson France S.A.S.**

Share capital: €62 823 000
11, rue Aristides Bergès
38800 Le Pont-de-Claix
France
T.V.A. FR70 056501711
RCS Grenoble B 056 501 711
Siret 056 501 711 00115

Belgian Branch/Bijkantoor

Erembodegem-Dorp 86
9320 Erembodegem
Belgium
t: +32 53 720 211
f: +32 53 720 200
BNP Paribas Fortis
BE79 0017 6318 2033
B.T.W. BE 0449.587.278 T.V.A
RPR Gent (Afdeling Dendermonde)

bd.com

Producttabel: 342417

Product Name	Catalog No.	Lot No.	Expiration Date
BD Multitest™ CD3/CD8/CD45/CD4	342417	13532	2018-11-30
		18636	2017-12-31
		29783	2019-03-31
		33552	2018-10-30
		40550	2019-01-31
		70946	2019-03-31
		09831	2017-10-31
		20936	2018-02-28
		25555	2018-06-30
		31761	2018-03-31
		31864	2017-07-31
		51629	2017-08-31
		51897	2018-05-31
		84976	2018-07-31
94769	2017-09-30		



Becton Dickinson France S.A.S.

Share capital: €62 823 000
 11, rue Aristides Bergès
 38800 Le Pont-de-Claix
 France
 T.V.A. FR70 056501711
 RCS Grenoble B 056 501 711
 Siret 056 501 711 00115

Belgian Branch/Bijkantoor

Erembodegem-Dorp 86
 9320 Erembodegem
 Belgium
 t: +32 53 720 211
 f: +32 53 720 200
 BNP Paribas Fortis
 BE79 0017 6318 2033
 B.T.W. BE 0449.587.278 T.V.A
 RPR Gent (Afdeling Dendermonde)

bd.com

Productlabel: 342447

Product Name	Catalog No.	Lot No.	Expiration Date
BD Multitest™ CD3/CD8/CD45/CD4 with BD Trucount™ Tubes	342447	11816	2019-03-31
		11819	2019-03-31
		35773	2019-04-30
		35775	2019-04-30
		63687	2019-05-31
		70875	2019-02-28
		03951	2017-08-31
		09823	2017-09-30
		20649	2018-07-31
		23539	2018-11-30
		25563	2018-05-31
		26584	2018-06-30
		27802	2017-10-31
		29704	2017-12-31
		29705	2017-12-31
		33569	2018-09-30
		34537	2017-12-31
		38857	2017-07-31
		38858	2017-07-31
		38864	2017-07-31
		42504	2017-07-31
		42517	2018-09-30
		43620	2018-07-31
		45543	2018-02-28
		50963	2018-07-31
		53847	2017-12-31
		53862	2017-12-31
		55701	2018-02-28
		57694	2018-07-31
		60147	2017-10-31
60974	2017-10-31		
61386	2018-03-31		
71855	2017-08-31		
81744	2018-03-31		
81755	2018-03-31		
81769	2017-12-31		
87604	2018-07-31		
87798	2017-08-31		
90737	2017-12-31		
93727	2018-03-31		

**Becton Dickinson France S.A.S.**

Share capital: €62 823 000
11, rue Aristides Bergès
38800 Le Pont-de-Claix
France
T.V.A. FR70 056501711
RCS Grenoble B 056 501 711
Siret 056 501 711 00115

Belgian Branch/Bijkantoor

Erembodegem-Dorp 86
9320 Erembodegem
Belgium
t: +32 53 720 211
f: +32 53 720 200
BNP Paribas Fortis
BE79 0017 6318 2033
B.T.W. BE 0449.587.278 T.V.A
RPR Gent (Afdeling Dendermonde)

bd.com

Help BD door dit formulier onmiddellijk terug te sturen naar:

Fax: +31 (0)20 582 94 21

E-mail: info.benelux@bd.com

Antwoordformulier Klant

Instelling: _____
Gelieve de volledige, huidige naam van de instelling te gebruiken Gebruik geen initialen.

Adres, straat: _____

Postcode: _____ **Stad:** _____

Land: _____

Contactpersoon: _____

Telefoonnummer: _____

E-mailadres: _____

Fax: _____

Ik heb bijgevoegde kennisgeving gelezen en begrepen.

Naam:	
Titel:	
Handtekening/Datum:	