
Van: support@chipsoft.nl <support@chipsoft.nl>

Verzonden: woensdag 24 juli 2019 08:28

Onderwerp: Mededeling omtrent mogelijk ongewenst effect HiX 6.1 en HiX 6.2 module CS-Medicatie

Mededeling omtrent mogelijk ongewenst effect HiX 6.1 en HiX 6.2 module CS-Medicatie

Geachte heer/mevrouw,

Met dit bericht informeert ChipSoft u over een mogelijk ongewenst effect in HiX 6.1 en HiX 6.2 module CS-Medicatie, dat vermoedelijk is geïntroduceerd in september 2018.

Het ongewenste effect treedt op wanneer een VMO is ingericht met een ingesteld parametertype en een lege standaarddosering, en tijdens het voorschrijven in het geparametriseerd doseringsvenster de lengte of het gewicht wordt aangepast. Hierdoor zou de dosering mogelijk incorrect kunnen worden getoond.

Oplossing:

De oplossing wordt beschikbaar gesteld via Sif 111797. ChipSoft streeft ernaar deze softwareaanpassing zo spoedig mogelijk uit te leveren.

Advies:

ChipSoft adviseert alert te zijn bij het voorschrijven van een VMO waarbij een parameter is ingesteld én waarbij het gewicht of de lengte in het geparametriseerd doseringsvenster wordt aangepast.

Indien u nog vragen hebt, kunt u deze kenbaar maken via een supportcall.

Het is mogelijk dat u dit e-mailbericht twee keer hebt ontvangen.

Met vriendelijke groet,

ChipSoft BV
Orlyplein 10
1043 DP Amsterdam
Tel.: (+31) 020-4939000
Fax: (+31) 020-6331975

[Klik hier om naar support.chipsoft.nl te gaan](mailto:support@chipsoft.nl)