

MEYRA GmbH • Meyra-Ring 2 • D-32689 Kalletal

MEYRA GmbH
 Meyra-Ring 2
 D-32689 Kalletal
 Tel. +49 57 33 9 22 - 0
 Fax +49 57 33 9 22 - 143
 www.meyra.de
 info@meyra.de

Your contact

Your sign, your correspondence dated

Our sign

Date

12.01.2016

Extension

Precautionary retrofitting for ZX1/ZX3 wheelchairs

Dear sir(s),

within the scope of our market observation, we have become aware of a possible manufacturing error on the frame tubes of ZX1/ZX3 wheelchairs with a certain code combination. In order to prevent fractures on the frame tubes of these wheelchairs, we have decided to develop a retrofit kit for the concerned wheelchairs. With this letter you will receive the corresponding kits for your wheelchairs listed in the attachment. Please mount this retrofit kit, resp. these kits to the relevant wheelchairs according to the included assembly instruction and confirm that the retrofitting has been carried out in writing by fax to +49 (5733) 922-9120.

We thank you in advance for your effort. In case of further questions to the ZX-wheelchairs please feel free to contact Marcus Nolting under telephone +49 (05733) 922-120 or by e-mail marcus.nolting@meyra.de.

With best regards

.....

This document was issued electronically and is therefore valid without signature.

Retrofitting carried out / date:	FIN-number:	Signature:

Hausanschrift:
 Meyra-Ring 2
 D-32689 Kalletal-Kalldorf

MEYRA GmbH
 Sitz Kalletal-Kalldorf
 AG Lemgo HRB 8117

Bankverbindung:
 Commerzbank Herford
 Kto.-Nr.: 290 005 800
 BLZ: 494 400 43
 IBAN: DE22494400430290005800
 BIC (SWIFT): COBADEFFXXX
 Expressgut:
 32545 Bad Oeynhausen

Geschäftszeiten:
 Mo. - Do. 8.00 - 17.00 Uhr
 Fr. 8.00 - 15.00 Uhr
 WEEE-Reg.-Nr. DE 73325670
 Unser Unternehmen ist zertifiziert
 nach DIN EN ISO 9001: 2008

Steuer-Nr.: 329/5744/2042
 Ust-Ident-Nr.: DE815455949
 EORI-Nr.: DE798965438148914

Geschäftsführer:
 Michal Perner
 Pawel Robak
 Dr. Peter Göer