

28 april 2020

DRINGENDE VEILIGHEIDSMEDEDELING: Terugroepactie medisch hulpmiddel

Referentie: R-2020-04
Betrokken hulpmiddelen: R3[◊] Acetabular Shells

Productnr.	Beschrijving	Partijnr.
Zie bijlage 1	R3 Acetabular Shells	Zie bijlage 2

Geachte klant,

Doormiddel van deze brief delen wij u mee dat Smith+Nephew een vrijwillige terugroepactie uitvoert van specifieke batches van de R3 Acetabular Shells, vanwege een fabricagefout. Het gebruik van de betrokken implantaten, die mogelijk niet volgens de ontwerpspecificaties zijn vervaardigd, kan leiden tot een peroperatieve vergrendelingsfout.

Deze actie is aangemeld bij de relevante bevoegde instanties.

Gezondheidsrisico's	In het meest waarschijnlijke scenario zullen de implantaten naar behoren functioneren. Tot nu toe hebben we zes klachten ontvangen over peroperatieve vergrendelingsfouten. In een worst case scenario kan een keramische liner, die volledig peroperatief lijkt te vergrendelen met de acetabulumcups, postoperatief breken, waardoor er een revisieprocedure noodzakelijk is. Er zijn geen meldingen ontvangen van een worst case scenario.
Door de gebruiker te ondernemen acties	<ol style="list-style-type: none">1. Plaats betrokken, ongebruikte producten direct in quarantaine.2. Zorg dat er een kopie van het bijgevoegde bericht voor artsen aan het chirurgisch personeel wordt verstrekt.3. Retourneer deze producten naar de nationale vertegenwoordiger/distributeur van Smith+Nephew.4. Vul het retourformulier in en e-mail (<i>bxl-vigilance@smith-nephew.com</i>) of fax het naar de nationale vertegenwoordiger/distributeur van Smith+Nephew.5. Wilt u een nieuwe order ontvangen, vermeld dan een aanschafordernummer op het formulier. Graag het Retourformulier met Aantallen, Lotnummers en Retourordernummers aan onze klantendienst te bezorgen via e-mail: <i>NL-Customer-Service@smith-nephew.com</i>6. Geef deze veiligheidsinformatie door aan iedereen binnen uw organisatie die ervan op de hoogte moet zijn.7. Zorg dat iedereen zich bewust blijft van deze mededeling en de daaruit voortvloeiende actie totdat de terugroeping wordt beëindigd. Hierdoor wordt de effectiviteit van de actie gewaarborgd.

Smith+Nephew levert uitsluitend producten die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen en biedt alle benodigde ondersteuning. Het spijt ons dat dit is gebeurd en dat u, uw patiënten en uw personeel hier mogelijk ongemak van hebben ondervonden.



Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Smith & Nephew CV
Bloemlaan 2
2132 NP Hoofddorp
T 020-6543999
E-mail: bxl-vigilance@smith-nephew.com

Retourformulier

Vul dit formulier in en stuur het naar het bovengenoemde adres om te voorkomen dat u herhalingsverzoeken ontvangt.

Hierbij bevestigen wij dat we op de hoogte zijn van deze corrigerende veiligheidsactie en dat deze is gecommuniceerd binnen onze organisatie en aan de orthopaedisch chirurgen.

In onze instelling bevinden zich _____ [aantal] betrokken producten die zullen worden geretourneerd.

_____ [aantal] betrokken producten die door onze instelling zijn afgevoerd.

Retourordernr: _____

Aanschafordernr: _____

Instelling: _____ Referentie: R-2020-04

Naam: _____ Datum/handtekening: _____

Bijlage:

- lijst met productnummers en productbeschrijvingen (bijlage 1)
- lijst met producten en partijnummers (bijlage 2)
- bericht voor artsen

Bijlage 1: lijst met productnummers en productbeschrijvingen

Productnummer	Beschrijving	Productnummer	Productbeschrijving
71331842	R3 0 HOLE ACETABULAR SHELL 42MM	71335540	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 40MM
71331848	R3 0 HOLE ACETABULAR SHELL 48MM	71335542	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 42MM
71331850	R3 0 HOLE ACETABULAR SHELL 50MM	71335544	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 44MM
71331852	R3 0 HOLE ACETABULAR SHELL 52MM	71335546	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 46MM
71331854	R3 0 HOLE ACETABULAR SHELL 54MM	71335548	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 48MM
71331856	R3 0 HOLE ACETABULAR SHELL 56MM	71335550	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 50MM
71331858	R3 0 HOLE ACETABULAR SHELL 58MM	71335552	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 52MM
71331860	R3 0 HOLE ACETABULAR SHELL 60MM	71335553	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 53MM
71331942	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 42MM	71335554	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 54MM
71331946	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 46MM	71335556	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 56MM
71331948	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 48MM	71335558	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 58MM
71331950	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 50MM	71335560	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 60MM
71331952	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 52MM	71338663	R3 MULTI HOLE ACET SHELL 48MM
71331954	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 54MM	71338664	R3 MULTI HOLE ACET SHELL 50MM
71331956	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 56MM	71338665	R3 MULTI HOLE ACET SHELL 52MM
71331958	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 58MM	71338666	R3 MULTI HOLE ACET SHELL 54MM
71331960	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 60MM	71338667	R3 MULTI HOLE ACET SHELL 56MM
71331962	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 62MM	71338668	R3 MULTI HOLE ACET SHELL 58MM
71331964	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 64MM	71338733	R3 HA MULTI-HOLE ACETABULAR SHELL 48MM
71331968	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 68MM	71338734	R3 HA MULTI-HOLE ACETABULAR SHELL 50MM
71332242	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 42MM	71338735	R3 HA MULTI-HOLE ACETABULAR SHELL 52MM
71332246	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 46MM	71338736	R3 HA MULTI-HOLE ACETABULAR SHELL 54MM
71332248	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 48MM	71338737	R3 HA MULTI-HOLE ACETABULAR SHELL 56MM
71332250	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 50MM	71338738	R3 HA MULTI-HOLE ACETABULAR SHELL 58MM
71332252	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 52MM	71338740	R3 HA MULTI-HOLE ACETABULAR SHELL 62MM
71332254	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 54MM	71338741	R3 HA MULTI-HOLE ACETABULAR SHELL 64MM
71332256	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 56MM		
71332258	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 58MM		
71332260	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 60MM		
71332262	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 62MM		
71332264	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 64MM		

Bijlage 2: lijst met producten en partijnummers

Productnummer	Partijnummer
71331842	18HM20691, 18KM15724, 18LM09819
71331848	18HM01685, 19AM15804, 19AM15805, 19AM15809, 19AM15828, 19AM15829
71331850	18LM00667, 18LM00668, 18LM00668A, 18LM00670, 18LM00671, 18LM00671A, 18LM00702
71331852	18KM00744, 18KM00775, 18KM00779, 18KM00833, 18KM06667, 18KM06675, 18KM06676, 18KM06680, 18KM06681, 18KM06682, 18KM13594, 18KM13632, 18KM15736, 18KM15736A, 18KM15737, 18KM15738, 18KM15739, 18KM20281, 18KM20281A, 18KM20284, 18KM20289, 18KM20291, 18KM20292, 18KM20293A, 18KM20315, 18KM24785, 18KM24785A, 18KM24792, 18KM24795, 18KM24805, 18LM02315, 18LM02317, 18LM02337, 18LM07653, 18LM14077, 18LM17941, 18LM17942, 18LM17946, 19EM10292
71331854	18GM07436, 18GM07437, 18GM07438, 18GM07445, 18GM07469, 18GM07522, 18GM07533, 18JM13874, 18JM13875, 18KM03144, 18KM03147, 18KM03148, 18KM23654, 18KM23655, 18KM23662, 18MM08650, 18MM08650A, 18MM08663, 18MM08663A, 18MM08676, 18MM08678, 18MM08683, 18MM08695, 18MM08697, 18MM08723, 18MM08724, 19AM17823, 19AM17833, 19AM17833A, 19AM17837, 19AM17837A, 19AM17845, 19AM17845A, 19AM17866, 19AM17869
71331856	18HM19101, 18HM19116, 18HM19117, 18HM19123, 18JM15940, 18JM15941, 18JM15947, 18JM15949, 18JM15949A, 18JM15950, 18KM04226, 18KM04250, 18KM04251, 18KM04252, 18KM04253, 18KM04254, 18KM13646, 18KM15773, 18KM17025, 18KM17026, 18KM17029, 18KM17031, 18KM17031A, 18KM17032, 18LM05390, 18LM18544, 18LM18546, 18LM18550, 18LM18550A, 18MM12424, 18MM12426, 18MM12428, 18MM12475, 18MM15587, 18MM15611
71331858	19AM03504, 19AM03511
71331860	18JM10154, 18JM10154A
71331942	18EM07919, 18HM20692
71331946	18GM07650, 18GM18521, 18GM18522, 18JM01361, 18JM14484, 18JM14573, 19DM10929, 19DM10931, 19DM17866, 19DM17868, 19DM17869, 19DM17871, 19DM17872, 19EM20018, 19EM20020
71331948	18DM20332, 18GM04745, 18GM04750, 18GM16845, 18GM16860, 18GM16862, 18GM16874, 18GM16878, 18JM08597, 18JM08598, 18JM08599, 18JM08600, 18JM18993, 18LM03812, 18LM03848, 18LM03851, 18LM17674, 18MM01811, 18MM01816, 18MM01818, 18MM01825, 19BM08346, 19BM08353, 19BM08371, 19BM08373, 19BM08377, 19BM21631, 19BM21634, 19BM21637, 19BM21639, 19BM21642, 19BM21643, 19CM00707, 19CM00729, 19CM00735, 19DM10935, 19DM17873, 19DM17874, 19DM17875, 19DM17878, 19DM17879, 19EM05719, 19EM05725, 19EM05727, 19EM05734, 19EM05735, 19EM05738, 19EM05739, 19EM11935, 19EM11942, 19EM11943, 19EM19991, 19EM19995
71331950	18EM19483, 18EM19487, 18EM19487A, 18EM19523, 18FM17575, 18FM17581, 18FM17585, 18GM01189, 18GM01189A, 18GM01198, 18GM01198A, 18GM01210, 18GM01210A, 18GM04645, 18GM04664, 18HM16471, 18HM16477, 18HM16477A, 18HM16490, 18JM05420, 18JM12752, 18JM12754, 18JM12755, 18JM12814, 18KM08903, 18KM08903A, 18LM02612, 18LM02613, 18LM02630, 18LM11113, 19AM02040, 19AM02041, 19AM07778, 19BM12905, 19CM01534, 19CM01543, 19CM15757, 19CM15761, 19CM15763, 19CM15765, 19CM15767, 19CM15767A, 19DM06283, 19DM06289, 19DM06292, 19DM06486, 19DM10837, 19DM10838, 19DM10840, 19DM10842, 19DM10846, 19DM10851, 19DM12848, 19EM11934, 19EM11937, 19EM23498, 19EM23519
71331952	18EM13854, 18EM13857, 18EM13857A, 18FM02425, 18FM02426, 18FM02427, 18FM02564, 18FM07528, 18FM11963, 18FM11965, 18FM11967, 18FM14864, 18FM14867, 18FM14868, 18GM00538, 18GM00538A, 18GM00584, 18GM00584A, 18GM00587, 18GM00592, 18GM06508, 18GM06508A, 18GM06515, 18GM06533, 18GM06538, 18GM06541, 18GM06541A, 18GM06550, 18GM06555, 18GM07654, 18GM07666, 18GM09578, 18GM16948, 18HM23446, 18HM23446B, 18HM23462, 18JM07185, 18JM12782, 18JM12786, 18JM17200, 18KM06737, 18KM06740, 18KM06742, 18KM26470, 18KM26470A, 18KM26471, 18KM26480, 18LM02631, 18LM02644, 18LM02666, 18LM10385, 18LM13667, 18LM13681, 18LM13690, 18LM13690A, 18LM18647, 18MM02039, 18MM02055, 18MM02057, 18MM05761, 18MM05761A, 18MM05762, 18MM05762A, 18MM05765, 18MM05765A, 18MM05787, 18MM14820, 19AM02947, 19BM20198, 19BM20216, 19BM20216A, 19BM20220, 19BM20220A, 19BM22771, 19BM22774, 19BM22783, 19BM22788, 19CM22628, 19CM22632, 19CM22636, 19DM21882, 19DM21888, 19DM21896, 19DM21899, 19DM21901, 19DM21904, 19DM21905, 19DM21909, 19DM21913, 19DM21914, 19EM05796, 19EM05797, 19EM05799, 19EM05807, 19EM05808, 19EM17702, 19EM17702A, 19EM17709, 19EM17711
71331954	18EM17276, 18EM19555, 18EM19576, 18EM19577, 18FM01943, 18FM02432, 18FM02432B, 18FM02434, 18FM02434A, 18FM10239, 18FM16470, 18FM16474, 18FM16474A, 18FM16474B, 18FM16499, 18FM16548, 18FM21531, 18FM21557, 18FM21566, 18GM16959, 18GM16960, 18HM15320, 18HM15321, 18HM15321A, 18HM15321B, 18HM15322A, 18JM19411, 18KM01915, 18KM01915A, 18KM01929, 18LM02198, 18LM02200, 18LM02201, 18LM02228, 18LM02230, 18LM02234, 18LM02255, 18LM10394, 18LM10395, 19BM06530, 19BM06543, 19BM06588, 19BM06623, 19BM06638, 19BM06662, 19BM15988, 19BM16038, 19BM16039, 19BM16041, 19BM16043, 19BM16046, 19BM16048, 19BM20209, 19BM20210, 19BM20214, 19BM20215, 19BM20222, 19BM20225, 19BM20227, 19BM20229, 19CM03984, 19CM04002, 19CM04002A, 19CM04027, 19CM04033, 19CM04039, 19CM04040, 19CM04043, 19CM04043A, 19CM04045, 19CM04076, 19CM07039, 19CM07047, 19CM07054, 19CM07055, 19CM07055A, 19CM07056, 19CM07064, 19CM13919, 19CM13954, 19CM19644, 19CM24281, 19DM07241, 19DM07247, 19DM07256, 19DM07281, 19DM15692A, 19DM15693, 19EM17720, 19EM17724, 19EM20003, 19EM23472
71331956	18EM18364, 18EM20515, 18EM20519, 18EM20521, 18GM00125, 18GM00126, 18GM00127, 18GM00131, 18GM06708, 18GM06721, 18GM06734, 18GM06760, 18GM16963, 18GM16965, 18GM17029, 18GM17029A, 18HM04576, 18HM04581, 18HM04584, 18HM16084, 18JM04042, 18KM01961, 18KM01961A, 18LM02244, 18LM03826, 18LM03836, 18LM18627, 18LM18627A, 18MM01835, 18MM07586, 19CM03364, 19CM03365, 19CM03379, 19CM17413, 19CM17414, 19CM18371, 19DM07294, 19DM07296, 19DM07297, 19DM07302, 19DM15696, 19DM15697, 19DM15700, 19DM15704, 19DM15706, 19DM15707, 19DM15710, 19DM29300, 19DM29305, 19DM29332, 19DM29332A, 19EM09543, 19EM09555, 19EM09556, 19EM09558, 19EM20026
71331958	18FM02438, 18FM02438B, 18FM09877, 18FM12880, 18GM09602, 18HM15999, 18HM21285, 18HM21291, 18HM21291A, 18KM00263, 18KM00268, 18KM00268A, 18KM00271, 18KM00271A, 18KM00272, 18KM00272A, 18LM17980, 18LM17981, 19BM07155, 19BM07167, 19BM07168, 19BM07170, 19BM07171, 19BM07186, 19BM07191, 19BM07192, 19BM07195, 19BM22782, 19BM22784, 19BM22785, 19BM22786, 19BM22787, 19CM11388, 19CM11394, 19CM11398, 19CM11400, 19CM11411, 19CM11412, 19CM11421, 19DM10942, 19DM10943, 19DM10945, 19DM10947, 19DM10949, 19EM11290, 19EM11291, 19EM23518, 19EM23518A
71331960	18EM23148, 18FM02384, 18FM02384A, 18FM11142, 18FM11145, 18FM17591, 18FM17591A, 18FM17593, 18GM06745, 18HM10451, 18HM20601, 19CM17416, 19DM12906, 19DM12911, 19DM12912

71331962	18EM23155, 18FM11149, 18JMO1367, 18JMO2759, 18LM17982, 19CM17431, 19EM05746
71331964	18FM02445, 18FM02445A, 19EM17714
71331968	19CM04528
71332242	18HM20693, 18HM20693A
71332246	19EM17729, 19EM17730, 19EM17730A
71332248	18GM04752, 18GM04753, 18HM00807, 18MM01856, 19BM08386, 19DM17881, 19DM17884, 19DM17885, 19DM17890, 19EM11946, 19EM11947
71332250	18EM13916, 18EM13916A, 18EM13916B, 18EM13934, 18FM00218, 18FM17594, 18GM01199, 18JM05435, 18JM05436, 18JM12796, 18JM12800, 19BM17961, 19BM17964, 19CM15771, 19DM06430, 19DM06500, 19EM03956, 19EM03960, 19EM03970
71332252	18EM06114, 18EM06116, 18FM00161, 18FM00235, 18FM01038, 18FM01063, 18FM02450, 18FM11167, 18GM01228, 18GM04749, 18GM06567, 18GM09577, 18GM17030, 18HM15279, 18HM15304, 18HM23477, 18HM23481, 18JM12802, 18JM12811, 18KM03172, 18LM10404, 18LM10407, 18MM02061, 18MM05779, 19DM21920, 19DM21920A, 19DM21921, 19DM21922, 19DM21925, 19DM21927, 19EM09563, 19EM09574
71332254	18FM02451, 18FM16504, 18FM16506, 18GM16977, 18HM15323, 18JM08634, 18JM08635, 18JM08636, 18KM04390, 18LM10411, 18LM10411A, 18LM10411B, 18LM10414, 18LM10415, 18MM10067, 18MM10067A, 18MM10070, 18MM10127, 18MM10127A, 18MM10144, 19BM06673, 19BM16061, 19BM16064, 19BM16066, 19BM16067, 19BM16068, 19CM04082, 19CM04084, 19CM08204, 19CM08206, 19CM08207, 19CM08208, 19CM08209, 19CM08211, 19CM19656, 19CM19658, 19CM19658A, 19CM19703, 19CM19760, 19CM19765, 19CM19769, 19CM19838, 19CM19838A, 19CM19839, 19CM19843, 19DM05672, 19EM09578, 19EM09588, 19EM09588A
71332256	18FM11173, 18FM11177, 18GM07672, 18GM16978, 18MM07589, 18MM07597, 18MM07597A, 18MM07599, 18MM07622, 19BM12636, 19BM12639, 19EM09583
71332258	18EM23220, 18EM23223, 18FM02458, 18GM09584, 18GM16981, 18GM18527, 18GM18527B, 18GM18527C, 18LM17983, 18LM17984, 19BM07201, 19BM07202, 19BM07214, 19CM11413, 19CM11417, 19CM11417A, 19DM12931, 19DM12936, 19EM03998, 19EM03999, 19EM04000, 19EM04001
71332260	18FM02468, 18FM02468B, 18FM21552, 18HM08736, 18HM16487, 18HM16487A, 18HM16488, 18HM19141
71332262	18MM02014, 19EM11295, 19EM11296
71332264	19EM17718
71335540	18JM08648, 18JM08650, 18MM12391
71335542	18HM20695, 18LM09821, 19DM12897, 19DM12898, 19DM12899
71335544	18LM02189, 18LM02191, 18LM02192, 18MM08580, 18MM08582
71335546	18HM04443, 18HM04443A, 18HM04455, 18HM04455A, 18HM04461, 18HM04474, 18HM04483, 18HM04487, 18HM04488, 18HM04488A, 18HM04492, 18HM04495, 18HM04926, 18HM19845, 18HM19846, 18HM19848, 18HM19851, 18HM20664, 18JM06297, 18JM06307, 18JM06308, 18KM17658, 18KM17659, 18KM17660, 18KM17662, 18KM17662A, 18MM08596, 18MM08601, 18MM08602, 18MM08604, 18MM08607, 18MM08608, 18MM08609, 18MM08610, 18MM11254, 18MM11255, 19AM07907, 19AM07908, 19AM07909, 19AM07916, 19AM07922, 19AM07922A, 19AM10686
71335548	18GM04646, 18GM04651, 18GM04658, 18GM04669, 18GM04677, 18GM04679, 18GM16200, 18GM16201, 18GM16201A, 18GM16203, 18GM16208, 18GM16210, 18GM16222, 18GM16240, 18GM18532, 18GM18541, 18GM18541A, 18GM18547, 18GM18567, 18GM18567A, 18GM18570, 18HM01688, 18HM01688A, 18HM01700, 18HM01709, 18HM01730, 18HM11151, 18HM11151A, 18HM11151B, 18HM11155, 18HM11167, 18HM11185, 18HM11192, 18HM11194, 18HM11207, 18HM19069, 18JM02729, 18JM03521, 18JM12746, 18JM12746A, 18JM12750, 18JM12750A, 18JM12751, 18JM12753, 18JM12760, 18JM12761, 18JM12765, 18JM12768, 18JM12771, 18JM16121, 18KM09496, 18KM09497, 18KM09498, 18KM09501, 18KM09502, 18KM09504, 18KM09505, 18KM09505A, 18KM09510, 18KM13647, 18KM13648, 18KM13649, 18KM13649A, 18KM13650, 18KM13650A, 18KM13651, 18KM13652, 18KM13654, 18KM13655, 18KM13655A, 18KM20263, 18KM20264, 18KM20264A, 18KM20265A, 18KM20266, 18LM00736, 18LM09824, 18LM09827, 18LM09828, 18LM09829, 18LM09835, 18LM09839, 18LM09852, 18LM09852A, 18LM09852B, 18LM09853, 18LM13765, 18LM13771, 18LM13771A, 18LM13774, 18LM13785, 18LM13786, 18LM13794, 18LM13797, 18LM13799, 18LM13800, 18LM13809, 18LM13809A, 18LM13814, 18LM19129, 18LM19138, 18LM19139, 18LM19141, 18LM19142, 18LM19745, 18LM19747, 18LM19749, 18LM19749A, 18LM19758, 18LM19755, 18LM19756, 18LM19760, 18LM19762, 18LM19765, 18LM19771, 18MM01152, 18MM02358, 18MM02927, 18MM02933, 18MM02938, 18MM07668, 18MM09564, 18MM11257, 18MM11260, 18MM11262, 18MM11265, 18MM11266, 18MM11268, 18MM11269, 18MM11275, 18MM114687, 18MM114691, 18MM114692, 18MM114693, 18MM114697, 18MM114700, 18MM114700A, 18MM114700B, 18MM114703, 18MM114703A, 18MM114704, 18MM114705, 18MM114708, 18MM114709, 19AM00787, 19AM15799, 19AM15807, 19AM15808, 19AM15831, 19AM15834, 19AM15837, 19AM15839, 19EM11800
71335550	18GM06120, 18GM06191, 18GM06248, 18GM06259, 18GM06259A, 18GM06367, 18GM06374, 18GM06376, 18GM06381, 18GM06384, 18GM06446, 18GM06448, 18GM06448, 18GM06454, 18GM06460, 18GM06462, 18GM06481, 18GM16261, 18GM16275, 18GM16277, 18GM16279A, 18GM16281, 18GM16281A, 18GM16291, 18GM16291A, 18GM18647, 18GM18648, 18GM19999, 18HM12250, 18HM12251, 18HM12251A, 18HM12291, 18HM12294, 18HM12308, 18HM12311, 18HM12311A, 18HM12313, 18HM12326, 18HM12367, 18HM12372, 18HM13026, 18HM13027, 18HM13031, 18HM14835, 18HM14852, 18HM14852A, 18HM14880, 18HM14880A, 18HM14881, 18HM15459, 18HM15459A, 18HM15461, 18HM15468, 18HM15484, 18HM15507, 18HM15507A, 18JM00831, 18JM00831A, 18JM00833, 18JM00833A, 18JM00834, 18JM00835, 18JM00837, 18JM00838, 18JM00844, 18JM04484, 18JM04485, 18JM04486, 18JM04487, 18JM04490, 18JM04497, 18JM04499, 18JM04897, 18JM04898, 18JM06646, 18JM16421, 18JM16421A, 18KM16035, 18KM24783, 18KM24791, 18KM24811, 18LM02324, 18LM02325, 18LM02325A, 18LM02328, 18LM13776, 18LM13789, 18MM11293, 18MM11294, 18MM11296, 18MM11303, 18MM11305, 18MM11309, 18MM11309, 18MM14680, 18MM14683, 18MM14686, 18MM14688, 18MM14694, 18MM14694A, 18MM14698, 18MM14701, 18MM14713, 18MM14714, 18MM14715, 18MM14715A, 19AM00774, 19AM00774A, 19AM00779, 19AM00779A, 19AM00780, 19AM00785, 19AM00789, 19AM00813, 19AM00823, 19AM00824, 19AM00827, 19AM00828, 19AM00830, 19AM00855, 19CM16250
71335552	18GM07455, 18GM20288, 18GM20291, 18GM20296, 18GM20309, 18GM20309A, 18GM20331, 18GM20343, 18GM20389, 18HM16439, 18HM16440, 18HM16443, 18HM16444, 18HM16452, 18HM16472, 18HM16489, 18HM16518, 18HM16522, 18HM16522A, 18HM16522B, 18HM16528, 18HM16550, 18HM16550A, 18HM16552, 18HM16552A, 18HM16553, 18HM16627, 18HM19802, 18HM19802A, 18HM19822, 18HM19826, 18HM19826A, 18HM19829, 18HM19829A, 18HM19835, 18HM19835A, 18HM19837, 18JM09331, 18JM09332, 18JM09333, 18JM09338, 18JM09338A, 18JM09339, 18JM09343, 18JM10883, 18JM12790, 18JM12793, 18JM12795, 18JM12831, 18JM12835, 18JM12858, 18JM12859, 18JM12859A, 18JM12861, 18JM12861A, 18JM12869, 18JM17664, 18JM17671, 18JM17674, 18JM17683, 18JM17684, 18JM17685, 18JM17688, 18JM17689A, 18KM00789, 18KM00790B, 18KM00810, 18KM00825, 18KM05958, 18KM06647, 18KM06654, 18KM06668A,

	18KM13657, 18KM13659, 18KM13660, 18KM13665, 18KM13666, 18KM13667, 18KM13667A, 18KM13668, 18KM13685, 18KM13687, 18KM15744, 18KM15746, 18KM15747, 18KM15750, 18KM17682B, 18KM20295, 18KM20307, 18KM20311, 18KM23741, 18KM24186, 18KM24813, 18KM24815, 18KM24816, 18KM24818, 18LM00739, 18LM00749A, 18LM00752, 18LM00756, 18LM00756A, 18LM02334, 18LM02335, 18LM02335A, 18LM09352, 18LM17954, 18LM17955, 18LM17959, 18LM17965, 18LM17977, 19AM06094, 19AM06098, 19AM06100, 19AM06104, 19AM06104A, 19AM06111, 19AM06118, 19AM06122, 19AM06125, 19AM06127, 19AM06140, 19AM06141, 19AM06147, 19AM06150, 19AM06152, 19AM13012, 19AM13015, 19DM00942
71335554	18HM00801, 18HM04947, 18HM04957, 18HM04957A, 18HM04969, 18HM04973, 18HM05002, 18HM05005, 18HM05015, 18HM05019, 18HM05044, 18HM05044B, 18HM05065, 18HM19077, 18HM19078, 18HM19079, 18HM19082, 18HM19085, 18HM19085A, 18HM19086, 18HM19087, 18HM19087B, 18JM13880, 18JM13881, 18JM13892, 18JM15275, 18JM17713, 18JM17714, 18JM17715, 18JM17719, 18JM17730, 18JM18174, 18JM19382, 18JM19382A, 18KM03153, 18KM03154, 18KM03154A, 18KM03158, 18KM03161, 18KM09521, 18KM09521A, 18KM09523, 18KM09525, 18KM09526, 18KM09533, 18KM09537, 18KM09538, 18KM09538A, 18KM09546, 18KM09546A, 18KM09548, 18KM13702, 18KM13706, 18KM13709, 18KM13711A, 18KM13713, 18KM13715, 18KM13715A, 18KM13719, 18KM13721, 18KM13722, 18KM13725, 18KM13726, 18KM13728, 18KM13729, 18KM13731, 18KM16116, 18KM16119, 18KM16119A, 18KM16120, 18KM16130, 18KM16249, 18KM26035, 18KM26067, 18KM26073, 18KM26078, 18LM05195, 18LM05196, 18LM05199, 18LM05208, 18LM10963, 18LM18558, 18LM18565, 18MM03110, 18MM03110A, 18MM03115, 18MM07166, 18MM07198, 18MM07198A, 18MM07208, 18MM07209, 18MM07209A, 18MM07211, 18MM07212, 18MM07217, 18MM07237, 18MM11338, 19AM07762, 19AM07769, 19AM07772, 19AM07773, 19AM07782, 19AM07783, 19AM18491, 19AM18599, 19FM00485
71335556	18JM15968, 18JM15974, 18JM15977, 18JM15977A, 18JM16124, 18JM16126, 18JM16130, 18JM16153, 18JM16162, 18JM16167, 18JM16171, 18JM16171A, 18JM18077, 18JM18077A, 18JM18077B, 18JM18080, 18JM18081, 18JM18086, 18JM18086A, 18JM18087, 18JM18087A, 18JM18088, 18JM18095, 18JM18096, 18KM04256, 18KM04258, 18KM11126, 18KM11127, 18KM11129, 18KM11131, 18KM11135, 18KM11158, 18KM11174, 18KM11174A, 18KM11175, 18KM11175, 18KM11176, 18KM11177, 18KM11191, 18KM18727, 18LM00990, 18LM02892A, 18LM13830, 18LM13844, 18LM13844A, 18MM03107, 18MM03107A, 18MM12430, 18MM12431, 18MM12432, 18MM12433, 18MM12437, 18MM12438, 18MM12440, 18MM12440A, 18MM12442, 18MM12476, 18MM15598, 18MM15609, 18MM15609A, 18MM15620, 18MM15620A, 19BM07512A, 19BM07512B, 19BM07521A, 19BM07553, 19BM07567
71335558	18GM06066, 18GM16317, 18GM16321, 18GM16321A, 18GM16321B, 18GM16322, 18GM16322A, 18JM01324, 18KM17664, 18KM17664A, 18KM17666B, 18KM17667, 18LM09314, 18LM09315, 18LM09318, 18LM09318A, 18LM09319, 18LM09319A, 18LM09324, 18LM09324A, 18LM09325, 18LM09333, 18LM09336, 18LM11687, 18LM18593, 18LM18593A, 19AM04787, 19am20552, 19AM20554, 19AM20555, 19AM20559, 19AM20562, 19AM20563, 19AM20564, 19AM20577, 19AM20586, 19AM20595
71335560	18HM00793, 18HM10463, 18HM10463A, 18JM01330, 18JM01331, 18JM01331A, 18JM01336, 18JM01336A, 18JM01338, 18JM10162, 18JM10165, 18JM10166, 18JM10168, 18LM09340, 18LM09342, 18MM02930, 18MM02946A, 19BM12443
71338663	18EM10564, 18EM23226, 18EM23226A, 18GM18693, 18GM18693A, 18GM18700, 18GM18700A, 18HM04587, 18HM04588, 18HM04588A, 18HM04593, 18HM14882, 18HM14887, 18HM14887A, 18JM02705, 18JM12818, 18JM12819, 18JM12819A, 18KM09644, 18KM25982, 18KM25982A, 18LM19836, 18MM07580, 18MM07583, 19BM10203, 19CM19574, 19CM19582, 19DM15683, 19DM28076, 19EM19652, 19EM19655, 19EM19656, 19EM19657
71338664	18EM01929, 18EM14265, 18GM04676, 18GM04678, 18GM04680, 18HM05120, 18HM14311, 18JM00846, 18JM00851, 18JM03933, 18JM03940, 18JM03940A, 18JM03964, 18KM11934, 18KM14029, 18KM25957, 18KM25958, 18LM19837, 18LM21024, 19AM05159, 19AM05159A, 19AM23671, 19AM23674, 19BM12881, 19DM15685, 19DM15687, 19DM15688, 19DM28078, 19DM28079, 19DM28083, 19DM28083A, 19DM28084, 19DM28085, 19DM28086, 19EM19658, 19EM19659, 19EM19660, 19EM19661, 19EM19662
71338665	18DM18282, 18DM18284, 18EM17244, 18EM17247, 18GM06572, 18GM06573, 18GM06581, 18GM07678, 18GM20396, 18GM20401, 18GM20401A, 18GM20402, 18GM20402A, 18GM21563, 18HM16458, 18HM16467, 18JM01340, 18JM01342, 18JM08808, 18JM13325, 18JM17690, 18JM17693, 18JM17696, 18KM09552, 18KM21705, 18LM11838, 19AM05177, 19AM05185, 19AM05188, 19BM02834, 19BM02835, 19BM02836, 19BM02838, 19BM02839, 19CM19591, 19CM19858, 19DM28090, 19DM28092, 19DM28094, 19DM28096, 19DM28098, 19DM28099, 19DM28102, 19EM19663, 19EM19669, 19EM19670
71338666	18HM00329, 18HM00347, 18HM00347A, 18HM03514, 18HM03834, 18HM03836, 18JM12829, 18JM12830, 18JM15041, 18KM06619, 18KM09560, 18KM09561, 18KM09562, 18KM09563, 18KM25967, 18LM11826, 18LM15102, 19BM10927, 19BM10928, 19BM10930, 19BM10931, 19BM10932, 19BM10935
71338667	18EM18375, 18GM06752, 18GM06759, 18GM07679, 18GM17009, 18HM00298, 18HM12336, 18HM12361, 18HM12363, 18HM12366, 18HM12366A, 18HM12384, 18JM00895, 18JM05154, 18JM07422, 18JM07424, 18JM12833, 18JM12857, 18KM09948, 18KM14060, 18KM17057, 18KM25971, 18KM25971A, 18KM25976, 19BM07656, 19BM07657, 19BM07662, 19BM07666, 19DM15699, 19DM15702, 19DM15703, 19DM15708, 19DM15711
71338668	18EM18377, 18EM18377A, 18HM00300, 18HM13061, 18HM13079, 18HM13079A, 18HM13079B, 18HM22354, 18HM22357, 19BM06037, 19BM06042, 19BM06043, 19EM19997
71338733	19DM28106, 19DM28106A, 19DM28110
71338734	19DM28114
71338735	19DM28116
71338736	19EM19673, 19EM19678, 19EM19683
71338737	18JM12872
71338738	18FM02387
71338740	18JM02713
71338741	19AM22770, 19AM22770A

Bericht voor artsen

Actie door Smith+Nephew	Vrijwillige terugroepactie
Referentie terugroeping	R-2020-04
Betrokken product	R3 Acetabular Shells
Details van het betrokken product	Zie bijlage

Geachte arts,

Deze brief is bedoeld om u te informeren over een vrijwillige terugroepactie voor specifieke partijen van de R3 Acetabular Shells die zijn geproduceerd door Smith+Nephew, Inc. VS.

Achtergrondinformatie

Smith+Nephew heeft zes klachten ontvangen met betrekking tot een peroperatieve vergrendelingsfout van de R3 Acetabular Shells. Uit een beoordeling van het productieproces is gebleken dat specifieke partijen mogelijk niet volgens hun ontwerpspecificaties zijn geproduceerd. Hoewel slechts een aantal van de implantaten in de opgegeven partijen mogelijk niet aan de specificaties voldoet, voert Smith+Nephew een vrijwillige terugroepactie uit voor alle eenheden van de opgegeven partijen.

Acties

In het meest waarschijnlijke scenario zullen de implantaten naar behoren functioneren. Bij elk van de zes klachten over een vergrendelingsfout is een vervangend implantaat gebruikt en is de procedure met succes voltooid. In een worst case scenario kan een keramische liner, die volledig peroperatief lijkt te vergrendelen met de acetabulumcups, na de operatie breken waardoor er een revisieprocedure noodzakelijk is. Er zijn echter geen meldingen gedaan over gevallen waarin dit probleem is voorgekomen.

Smith+Nephew raadt artsen aan hun vaste follow-up protocol voor patiënten te blijven volgen voor geïmplanteerde R3 Acetabular Shells die in het kader van deze vrijwillige terugroepactie zijn geïdentificeerd.

Als onderdeel van de uitvoering van de vrijwillige terugroepactie wordt de binnen u instelling daarvoor verantwoordelijke gevraagd, de ontvangst en distributie van deze brief, waarvan toepassing te bevestigen. Bovendien wordt hen gevraagd de betrokken hulpmiddelen te beheren volgens het bijbehorende bericht 'Dringende melding terugroepactie medisch hulpmiddel'.

Smith+Nephew levert uitsluitend kwaliteitsproducten die veilig en effectief zijn en ondersteuning bieden aan alle chirurgen die deze producten gebruiken.

Als u vragen hebt, kunt u een e-mail sturen naar fielddactions@smith-nephew.com.

Met vriendelijke groet,