

Mededeling omtrent ongewenst effect HiX 6.3 in CS-Infusie

Geachte heer/mevrouw,

Met dit bericht informeert ChipSoft u over een ongewenst effect van de software in HiX 6.3 binnen de module CS-Infusie. Dit ongewenste effect kan optreden binnen zorginstellingen waar gebruik wordt gemaakt van medicatieopdrachten die zijn ingericht op het tabblad 'Infuus': In dit geval betreft het ad-hoc-toedieningen (en dus VMO's die zijn ingericht op continue infuustypes) die zijn gekoppeld aan een infuuspomp. Het ongewenste effect treedt op door Sif 190793 in hotfix 6.3 HF55.0. Het ongewenste effect wordt hieronder toegelicht.

Ongewenst effect

Sinds de installatie van hotfix 6.3 HF55.0 verschijnt een Jip-melding in het standaardgrafiekenschermbild indien er ad-hoc-toedieningen gekoppeld aan een infuuspomp, zijn geregistreerd bij een patiënt. De Jip-melding 'Value was either too large or too small for a Decimal' is blokkerend, waardoor het standaardgrafiekenschermbild, maar ook de vochtbalans niet kan worden geopend.

Oplossing/workaround indien u hotfix 6.3 HF55.0 in productie wilt nemen

Neem voordat u hotfix 6.3 HF55.0 in productie neemt zo spoedig mogelijk contact op met ChipSoft door een supportcall in te dienen. U ontvangt dan de handleiding en aanvullend zal ChipSoft contact met u opnemen om deze toe te passen in uw zorginstelling.

Definitieve oplossing

Als definitieve oplossing voor deze Jip-melding wordt Sif 195350 ontwikkeld. Deze wordt uitgeleverd via spoed hotfix 6.3 HF56.1. ChipSoft streeft ernaar deze spoed hotfix zo snel mogelijk uit te leveren.

Met vriendelijke groet,

ChipSoft BV
Orlyplein 10
1043 DP Amsterdam
Tel.: (+31) 020-4939000

[Klik hier om naar my.chipsoft.com te gaan](http://my.chipsoft.com)